


RUGLIGGING - VOLLEDIGE ONDERSTEUNING (MET ZIJLIGGING)

Verdeel de vulling van het kussen zodat deze gelijkmatig over het gehele kussen is verdeeld. Gebruik voor volwassenen het **Comfort XL** en voor kinderen het **Comfort**



- Hoge spierspanning
- Decubitus schouder, wervelkolom, zitbeenderen en/of hielen
- Overstrekking knie
 - Voetspasme
 - Comfort

Role en Mini-Maatje kan evt. vervangen worden door Duorole of Flexie Abductie

Neem één handbreedte ruimte bij uiteinde Comfort XL nadat cliënt plaats heeft genomen. Hierdoor ligt de stuit vrij

Wervelkolom, schouders en stuit vrij

Fowler (knie-knik)

Gebruik Luna Pearl bij spasme of dekenblok bij géén spasme




Neem handbreedte ruimte tussen beide uiteinden van de Comfort XL voor de stuit

Schuif één zijde Comfort XL onder cliënt weg voor 30 graden zijligging. Neem Mini-Maatje onder de knie of Role laten liggen. Plaats evt. Luna Pearl tussen de knieën



vouwlijn



VIJF REBA REGELS

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen